

2022年6月22日

医療関係者様各位

製造販売元 PDR ファーマ株式会社

画像解析プログラムの不具合に対する改修実施のお知らせ

謹啓

時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は弊社製品につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

昨年12月1日付けの「画像解析プログラムの不具合に関するお知らせ」でご案内しました弊社画像解析プログラムの不具合に関して、未対応であった下記製品の修正版の準備が整いましたので、6月22日より改修を実施させていただきます。なお、昨年12月にご案内しました不具合全てにつきまして、既に修正させて頂いた3製品（「eZIS ニューロ」、「3DSRT ニューロ」、「smartMIBG ハート」）を含めまして、今回の対応を実施することで全て修正されております。

今後とも安心してご使用いただけるよう製品開発、ならびに製品改良に努めて参りますので、より一層のご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

【対象製品】

- 弊社医療機器プログラムに付属されているLANC@T(V2.8.2)プログラム。
本プログラムは、以下の製品(メディア)に含まれていたものです。
 - eZIS ニューロ (V1.0.6, V1.1.0)
 - 3DSRT ニューロ (V1.0.5)
 - smartMIBG ハート(V3.0.2, V3.1.0)
 - カーディオレポ (V1.0.3, V1.1.1, V1.1.2)
 - ボーンナビ BSI (V2.1.7)
 - Amygo ニューロ (V1.0.0)

改修方法に関して

プログラムの修正については、原則として弊社担当者が改修作業を実施します。作業を実施するにあたり、ご都合の良い日程を調整させていただきますので、どうぞ、よろしくお願い致します。

また、今回の修正ソフトのコピーによりバージョンアップしますが、ご使用の設定条件は変更されずに維持されます。なお、改修作業につきまして、サインの受領をもって、作業完了を確認させていただきます。

本件についてご不明な点は、担当MR、またはPDRファーマ株式会社 製品情報センターまでお問い合わせください。（電話：0120-383-624 受付時間：9:00～17:00（土曜・日曜・祝日・当社休業日を除く））

以上